

LETTINI A VALIGIA

ECOPOSTURAL vi ringrazia per l'acquisto di uno dei suoi prodotti. Questo lettino è stato costruito con moderni processi di qualità e di sicurezza. Per prolungare la vita del prodotto, è necessario utilizzare correttamente il lettino seguendo queste istruzioni. Per maggiori dettagli consultare il sito FAQ ECOPOSTURAL, www.ecopostural.com.

* L'azienda non è responsabile per eventuali danni che possono derivare al lettino se non seguite le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

1) ISTRUZIONI GENERALI

- Prima di tutto vi consigliamo di leggere e applicare le istruzioni e le norme di sicurezza. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

- Si raccomanda di acquisire familiarità con il corretto utilizzo del lettino prima dell'uso.

- L'uso del lettino può essere pericoloso se impiegato per scopi diversi da quello previsto o da parte di personale non qualificato. Prestare attenzione, in quanto vi è il rischio di schiacciamento tra le parti in movimento o a causa di movimenti inaspettati.

- Per favore, controllate il lettino regolarmente per essere sicuri che non vi sia alcun segno di danni o malfunzionamenti.

- Le parti difettose devono essere immediatamente sostituite e utilizzati esclusivamente ricambi originali del produttore per ogni specifico modello.

Tutte le parti accessorio o ricambi devono essere montate in accordo con le istruzioni del produttore. I componenti non originali potrebbero essere pericolosi per le persone che utilizzano il lettino.

* Nota: Quando si utilizza partino non originali o si effettuano modifiche alla struttura di lettino, la garanzia decade.

In questo caso sia la garanzia del produttore che il certificato di conformità non sono più validi.

2) ISTRUZIONI DI UTILIZZO

a) Per aprire e chiudere il lettino. (fig. 1, pag.2)

Tenete il lettino in posizione verticale, apritelo, tirate verso l'esterno prima una gamba e poi l'altra, per evitare che si blocchino. Quando le gambe sono completamente aperte girate il lettino e appoggiatelo sulle sue gambe. I tensori si metteranno da soli in tensione.

Per chiudere il lettino, procedere in maniera inversa.

b) Regolazione dell'altezza. (fig. 2, pag.2)

Per i modelli con altezza regolabile, procedere come segue

Lettini in legno:

1. Svitare e estrarre i dadi C.
2. Regolare gli estensori B delle gambe.
3. Inserire la vite A nel foro prescelto dell'estensore.
4. Avvitare il dado C.

Lettini in alluminio:

Premere il botone D e scegliere l'altezza desiderata.

c) Regolazione del poggiatesta. (fig. 3, pag.2)

Solo per i modelli in cui è previsto:

Inserire la stanga negli appositi fori del lettino. Se desiderate regolare verso l'alto o il basso il poggiatesta svitate per prima cosa il dado ad alette e portate il poggiatesta nella posizione desiderata. Verificate che le parti dentate si adattino correttamente prima di stringere di nuovo.

d) Lettini dotati di schienale regolabile. (fig. 4, pag.2)

Portare lo schienale all'altezza desiderata e la cremagliera si metterà automaticamente in posizione. Per abbassare lo schienale dovete innanzitutto sollevarlo completamente per far rilasciare la cremagliera. Per i lettini dotati di schienale regolabile a 70° assicuratevi che i perni posizionati sui lati si inseriscano correttamente e alla stessa altezza nella cremagliera.

e) Salire e scendere dal lettino.

Per salire sul lettino, il paziente deve sedersi al centro del lettino, sollevare le gambe e girarsi sul fianco. Poi si può sdraiare. E' molto importante distribuire uniformemente il peso.

Per scendere dal lettino, se il paziente è in posizione prona (a faccia in giù), deve scivolare di lato lentamente, girarsi sul fianco e, spingendo con le braccia, sollevarsi. Può poi far scendere le gambe a lato, rimanendo in posizione eretta.

Se il paziente è sulla schiena, spingendo con le braccia può tornare in posizione seduta per scendere dal lettino.

Si consiglia di utilizzare uno sgabello per facilitare la salita e discesa.

* Nota: Il paziente non deve aiutarsi appoggiandosi sul poggiatesta o sullo schienale, in quanto non sono stati progettati per resistere a tale pressione.

I lettini sono testati per un carico di 135 chili di peso statico uniformemente distribuito. Se, su una superficie ristretta, si arriva a una pressione di 100 chilogrammi, il pannello imbottito potrebbero spezzarsi. Evitare che i pazienti cerchino di salire puntando le

ginocchia sul pannello imbottito. Non è consigliabile appoggiarsi con tutto il peso su un'estremità del lettino, per evitare ribaltamento.

3) ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

a) Struttura

Per garantire una lunga durata del prodotto si consiglia di rimuovere la polvere regolarmente con un panno. È auspicabile, di tanto in tanto, effettuare un controllo visivo per verificare che non vi siano parti danneggiate (viti, cavi, ecc...).

b) Imbottitura

Togliere la polvere con un straccio umido. Se la simil-pelle non fosse abbastanza pulita, potete servirvi di una spugna morbida con un po' di acqua e sapone. È necessario asciugare subito, per impedire all'acqua di penetrare nelle cuciture.

Per una migliore protezione contro sudore, lozioni o olio da massaggio, si consiglia di utilizzare un foglio di protezione o un asciugamano.

Le macchie possono essere pulite con acqua e sapone. L'uso di alcol, solventi oppure smacchiatori è fortemente sconsigliato perché potrebbero danneggiare seriamente l'imbottitura.

L'uso di lampade a raggi infrarossi può danneggiare la similpelle. Per evitare questo, proteggerlo con coperte di cotone, asciugamani o simili.

4) CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura dei lettini in legno in faggio di alta qualità.

Struttura dei lettini metallici in alluminio.

Tappo incluso in lettini con foro per il viso.

Imbottitura in schiuma di 3 a 5 cm. di spessore e vari gradi di fermezza (a seconda del modello).

Rivestimento in similpelle ignifugo Sanitized protezione antibatterica. Classificazione di reazione al fuoco norma NFPA 92-503: M2. Disponibile in diversi colori.

PRODOTTO 

ECOPOSTURAL S.L. ESB12433991
Avda. Enrique Gimeno 27, 12006, Castellón de la Plana, SPAGNA



Questo prodotto deve essere smaltito diversamente dai rifiuti urbani. Al termine del ciclo di vita, deve essere depositato in appositi centri di raccolta. La raccolta differenziata di prodotti e imballaggi usati, consente il riciclaggio dei materiali e riutilizzati. Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e riduce la domanda di materie prime.



GARANTIA ECOPOSTURAL



Ecopostural le ofrece una garantía de 3 años contra todo defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Con tal motivo deberá conservarse la factura o documento de adquisición que tendrá el efecto de certificado de garantía.

El desgaste natural de producto (caso del polipiel), queda excluido de la garantía.

Tampoco se incluyen los defectos o deterioro provocados por el mal uso (p.e.: limpieza incorrecta del tapizado), un mal desembalaje (p.e.: corte con cutter) o por causas fortuitas.

En los casos en que sea de aplicación la garantía, los gastos de reparación o sustitución correrán a cargo de Ecopostural, incluidos los gastos de reposición del producto dentro de la U.E.

Para cualquier asunto relacionado con la garantía póngase en contacto con su proveedor.



ECOPOSTURAL GUARANTEE



All our equipment is covered by a 3 years guarantee, from the original invoice date, against any manufacturing flaw or mechanical defect. It will be thus necessary to keep the invoice or any other purchasing document as proof of guarantee.

Wear and tear of the artificial leather will not be covered by the guarantee.

The following conditions will invalidate your guarantee: any damage or deterioration caused by misuse (e.g. inappropriate leather cleaning), an undue unwrapping with a cutter (e.g. upholstery rips and tears) or by accident.

In those cases where the guarantee applies, we will repair or replace the faulty part free of charge and return it at our expense to your premises, within the EU territory.

For full details of the guarantee, please contact your supplier.



GARANTIE ECOPOSTURAL



Ecopostural offre une garantie de 3 ans sur tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat. Pour ceci vous devrez dans conserver la facture ou le document d'achat qui fera office de certificat de garantie.

L'usure naturelle du produit (dans le cas du simili cuir) ne rentre pas dans la garantie.

Sont également exclus de la garantie: les défauts et détériorations provoqués par un mauvais usage du produit (ex. nettoyage incorrect de la sellerie), mauvais déballage (ex. coup de cutter) ou causes fortuites.

Dans les cas où la garantie s'applique, le coût de réparation ou remplacement de pièce(s) sera pris en charge par Ecopostural, de même que les frais d'envoi des pièces jusqu'au client à l'intérieur de la C.E.

Pour tout autre question concernant la garantie, merci de contacter votre vendeur.



GARANZIA ECOPOSTURAL



ECOPOSTURAL offre una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di fabbricazione a partire dalla data di acquisto. Per questo motivo la fattura o ordini di acquisto devono essere conservati, valendo ai fini del certificato di garanzia.

L'usura naturale del prodotto (similpelle), sono esclusi dalla garanzia.

Sono esclusi anche i difetti o danni causati da uso improprio (ad esempio pulizia impropria della tappezzeria), un cattivo disimballaggio (ad esempio, il taglio con cutter) o cause accidentali.

Nei casi in cui la garanzia sia applicabile, il costo della riparazione o sostituzione sarà a carico di ECOPOSTURAL, compreso il costo di sostituzione del prodotto all'interno dell'UE.

Per tutte le questioni relative alla garanzia, rivolgersi al rivenditore.